

ottobock.



Lisa

Qualité et maniabilité

Une poussette à l'apparence ordinaire, pour des enfants handicapés.

Légère, compacte et stable, avec plusieurs options pour plus de confort et une grande maniabilité. La poussette Lisa évolue avec votre enfant grâce à une profondeur d'assise et une longueur de jambes réglables et un grand dossier. Le dossier peut, en outre, être incliné jusqu'à 30 °, pour une position de repos très confortable. La poussette est pliable et facile à transporter.

Quality for life

Lisa

Une poussette pliable qui a du style

► Caractéristiques

- Une poussette plus grande et plus résistante que les poussettes ordinaires.
- De grands repose-pieds pour plus de confort et de stabilité pour les enfants souffrant d'un retard mental et de difficultés en position assise.

► Domaine d'utilisation


- Poussette d'extérieur pour les enfants à mobilité réduite incapables de parcourir de grandes distances de façon autonome.

► Modèle standard

- 2 tailles
- Revêtement bleu
- Rembourrage de l'assise et du dossier
- Repose-pieds séparés et réglables en hauteur
- Revêtement résistant en nylon
- Sacoche pliable
- Inclinaison du dossier
- Roues avant avec système de blocage intégré
- Roues EVA

► Options

- Appui-tête, accoudoirs
- Harnais cinq points, harnais au niveau du bassin
- Maintiens latéraux avec largeur réglable
- Plot d'abduction
- Main courante, capitonnée
- Sac de couchage été/hiver
- Capote pour la pluie
- Buggyboard
- Rangement accessoires



► Inclinaison du dossier



► Plot d'abduction

Données techniques	3 - 8 ans	6 - 16 ans
Profondeur d'assise	30 - 35 cm	35 - 40 cm
Largeur d'assise (sans / avec rembourrage)	36 - 32 cm	41 - 37 cm
Hauteur de dossier	65 cm	70 cm
Angle d'assise	90° - 120°	90° - 120°
Diamètre des roues avant/arrière	18 / 25 cm	18 / 25 cm
Longueur de jambes	27 - 40 cm	27 - 40 cm
Dimensions en position pliée (L x l x h)	103 x 45 x 43 cm	103 x 45 x 43 cm
Charge maximale	50 kg	60 kg
Poids à vide	13,5 kg	14 kg