

ottobock.



Ventus

Pour les personnes actives aimant l'élégance

L'idée est simple : un fauteuil roulant doté d'un châssis fixe et d'une technologie de pointe développée sur la base des dizaines d'années d'expérience de nos utilisateurs.

Une combinaison ultime d'ergonomie et de confort. Un excellent rapport qualité/prix grâce au design efficace. Un châssis léger de 8 kg. Bref, un fauteuil roulant pour les personnes exigeantes. Le résultat : Ventus

Quality for life

Ventus

Technologie de pointe

► Caractéristiques

- Fauteuil roulant à châssis fixe ultraléger avec d'excellentes caractéristiques de mobilité
- Forme ergonomique
- Rapport qualité/prix intéressant
- Également disponible dans des tailles enfant

► Champ d'application

- Personnes actives pesant jusqu'à 100 kg
- Enfants

► Modèle standard

- Châssis fixe en aluminium
- Hauteur d'assise réglable
- Angles d'assise et de dossier réglables
- Centre de gravité, position des roues et adduction réglables
- Choix entre différentes roues directrices amovibles
- Choix entre différentes roues pivotantes
- 14 couleurs de châssis
- Repose-pieds monobloc, réglable en hauteur et en profondeur
- Sangle dorsale
- Côtés en aluminium
- Jantes creuses 24" à pneus haute pression

► Options

- Version renforcée : 140 kg
- Accoudoirs réglables en hauteur
- Raccord pour handbike



► Inclinaison du dossier



► Cerceaux supergrip

Données techniques

Largeur d'assise	28 - 50 cm
Profondeur d'assise	30 - 50 cm
Hauteur de dossier	30 - 50 cm
Poids à vide	environ 11 kg
Charge maximale	140 kg
Poids de transport	
Châssis	environ 8 kg
Roue directrice	environ 1,25 kg