

ottobock.



# Ventus

Voor actievelingen met stijl

**Het idee is eenvoudig: een rolstoel met vastframe, vooruitstrevende technologie gebaseerd op tientallen jaren ervaring van rolstoelgebruikers.**

Een ultieme combinatie van ergonomie en comfort. Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding dankzij het efficiënte ontwerp. Een lichtgewicht frame van 8 kg. Kortom, een rolstoel voor mensen met hoge eisen. Het resultaat: Ventus

Quality for life

# Ventus

## Vooruitstrevende technologie

### ► Eigenschappen

- Zeer lichte vastframe rolstoel met voorbeeldige rijeigenschappen
- Ergonomische vormgeving
- Interessante prijs/kwaliteitsverhouding
- Ook geschikt voor kinderen

### ► Toepassingsgebied

- Personen met een actieve levensstijl tot 100 kg
- Kinderen

### ► Standaard model


- Aluminium vastframe
- Instelbare zithoogte
- Instelbare zit- en rughoek
- Instelbaar zwaartepunt, wielstand, camberstand
- Keuze uit verschillende afneembare aandrijfwielen
- Keuze uit verschillende zwenkwielen
- 14 framekleuren
- Eëndelige voetplaat, in hoogte en diepte instelbaar
- Rugbespanning
- Aluminium zijdelen
- Holkamervelgen 24" met hogedrukbanden

### ► Opties

- Versterkte versie: 140 kg
- In hoogte verstelbare armsteunen
- Handbikeaansluiting



► Rughoekinstelling



► Natural Fit hoepels

### Technische gegevens

Zitbreedte	28 - 50 cm
Zitdiepte	30 - 50 cm
Rughoogte	30 - 50 cm
Leeggewicht	ong. 11 kg
Maximale belasting	140 kg
<b>Transportgewicht</b>	
Frame	ong. 8 kg
Aandrijf wiel	ong. 1.25 kg